

AraEstetic

comprometidos contigo

LA APARATOLOGÍA MÁS INNOVADORA
EN TU CENTRO

TERMO SALUD | MEDICAL & ESTHETIC

zionic rollactive RF

symmed
TERMO SALUD | estética

LINFOPRESS
EVOLUTION PRO

VMATPRO
Shockwave for dermocorrection

**CRIO
cwm**
CRYOPRODUCTION

eneka^{PRO}

AraEstetic

comprometidos contigo

25 AÑOS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA BELLEZA Y LA ESTÉTICA



Asesoramiento integral




Formación continua



Servicio postventa



Equipo especializado



Distribuidor oficial de las mejores marcas

ESTAMOS COMPROMETIDOS CONTIGO

En Araesthetic **queremos estar a tu lado**, ofreciéndote un asesoramiento integral que apoye el **desarrollo de tu negocio**; recomendándote una gama personalizada acorde a tus necesidades; facilitándote formación continua, que te permita explotar todas las virtudes de tus productos y servicios, tanto en su aplicación como en su venta, para asegurar la **satisfacción global de tu cliente**. Sin olvidarnos del servicio postventa.

Estamos para ti siempre que nos necesites.



¿QUÉ ES ZIONIC?




ZIONIC es el primer equipo que combina en un mismo cabezal un sistema de masaje activo rotacional profundo (MARP) que ejerce una energía mecánica de alta intensidad sobre el tejido conjuntivo, junto a una radiofrecuencia resistiva que transforma su propia corriente en energía térmica.

El exclusivo sistema **MARP** proporciona una terapia biomecánica eficaz y segura que estimula el tejido muscular y dérmico en profundidad y activa los procesos fisiológicos de recuperación de los tejidos.

La combinación de **MARP** y **RF**, potencia exponencialmente y asegura los **resultados** obtenidos en los distintos tratamientos.



¿PARA QUÉ TRATAMIENTOS ESTÁ INDICADO?



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?

- Aceleración de la producción de colágeno y elastina.
- Incremento del metabolismo de las células grasas y compactación del tejido adiposo.
- Excreción de toxinas y desechos al activar el sistema linfático y mejora de la vascularización sanguínea.
- Activación de la circulación sanguínea.
- Aumento de la cantidad de nutrientes y oxígeno.
- Disminución de los radicales libres.



RENTABILIZA TU CENTRO CON ZIONIC

Efectos visibles desde la primera sesión

Máximos resultados al combinarlo con ejercicio físico y dieta

10 niveles de rotación, 200W de radiofrecuencia resistiva y sensor de temperatura

- **EFICACIA.** Resultados rápidos y de máxima efectividad en el tratamiento de celulitis, flacidez, remodelación y tonificación muscular.
- **VERSATILIDAD.** La energía y la velocidad se adapta libremente según el tratamiento de cada paciente. Posibilita ofrecer una gran variedad de tratamientos diferentes.
- **SEGURIDAD.** ZIONIC ejerce una energía mecánica sobre los tejidos, junto a una radiofrecuencia resistiva, que concentra la emisión de la corriente en la zona a tratar.
- **RENTABILIDAD.** ZIONIC es el único equipo que incorpora radiofrecuencia resistiva y el sistema MARP. **Optimiza el trabajo en cabina, actúa en menor tiempo.**



VMATPRO

Shockwave for dermocorrection

¿QUÉ ES VMATPRO?

VMATPRO es el primer procedimiento no invasivo que permite un tratamiento duradero y eficaz de la flacidez del tejido conectivo en relación con la edad, sobre todo en la reducción de los signos estéticos de la celulitis.

Combina las **ondas acústicas de choque**, una técnica altamente efectiva que provoca la ruptura de los tabiques fibróticos de la celulitis, la neo vascularización del capilar arterio-venoso y la regeneración del colágeno, con las **ondas vibratoriales** y la **mesoterapia virtual**.



¿CÓMO FUNCIONA?



TRATAMIENTO CORPORAL

VMATPRO incorpora distintos aplicadores de uso corporal que permiten ofrecer hasta cinco tratamientos diferentes con un solo equipo. Elimina la celulitis y la piel de naranja, reduce el tejido adiposo y la circunferencia de la zona, reafirma los tejidos y mejora notablemente el aspecto de la piel.



TRATAMIENTO ANTIAGING

El tratamiento de ondas de choque combate los efectos más visibles de la edad en el rostro, que comienzan a manifestarse por la pérdida de elasticidad de la dermis. Trata las arrugas más comunes, así como la zona orbicular del ojo.

INDICACIONES



- COMBATIR LA CELULITIS DE GRADO I, II, III
- REAFIRMACIÓN DEL TEJIDO CONECTIVO
- REMODELACIÓN DEL CUERPO
- REGULACIÓN DEL TONO MUSCULAR
- ANTIAGING

RENTABILIZA TU CENTRO CON VMATPRO



- Rapidez en el tratamiento permitiendo tratar a más pacientes en menor tiempo
- Versatilidad, gracias a la posibilidad de hacer cinco tratamientos con un solo equipo
- Ampliación de la cartera de clientes
- Fácil mantenimiento del equipo
- Kit de marketing para la captación de nuevos clientes
- Rápido retorno de la inversión

¿QUÉ ES CRIOCUUM?

CRIOCUUM es un innovador equipo que utiliza un procedimiento no invasivo, la CRIOLIPOREDUCCIÓN para la eliminación del tejido subcutáneo graso mediante la aplicación de frío.

CRIOCUUM aísla y enfría de forma selectiva los depósitos de grasa, controlando la temperatura y el tiempo de aplicación con seguridad y eficacia.

CRIOCUUM incorpora diferentes cabezales que permiten trabajar todas las áreas corporales. El aplicador genera un efecto de vacío ajustable que capta en su cavidad el tejido graso y aplica frío de forma selectiva.



¿CÓMO FUNCIONA?

FASE 1 Enfriamiento




La colocación del aplicador en la zona inicia el proceso de crioliporeducción

FASE 2 Respuesta inmediata




El frío produce la reacción de las células adiposas en la zona de tratamiento

FASE 3 Eliminación natural



El tratamiento elimina de forma natural las células adiposas

FASE 4 Resultados



Un efectivo resultado final se puede observar después de 8 a 12 semanas

INDICACIONES Y APLICACIONES

CRIOCUUM MINI FOLD

Para medidas de pliegue sobre panículo adiposo menor de 35 mm, para zonas muy reducidas.

CRIOCUUM SMALL FOLD

Para medidas de pliegue sobre panículo adiposo menor de 35 mm.

CRIOCUUM LARGE FOLD

Para medidas de pliegue sobre panículo adiposo de más de 35 mm.

CRIOCUUM CURVED CONTOUR

Para áreas de contorno curvo y medidas de pliegue sobre panículo adiposo menor de 35mm

PAPADA
BRAZOS
CARA INTERNA RODILLA
SUBESCÁPULA

ZONA ABDOMINAL
SUBGLÚTEOS
ESPALDA
CARA INTERNA RODILLA
BRAZOS

ABDOMEN
SUBGLÚTEOS
CADERA

CINTURA
CADERA LATERAL
SUBGLÚTEOS
CARTUCHERAS
FLANCOS, SUBESCÁPULA



¿QUÉ ES ENEKA?

ENEKA es una plataforma láser diodo eficaz, rentable y versátil. Su alta potencia de hasta 5000 vatios ópticos incorpora el sistema de enfriamiento por contacto que hace más seguro y agradable el tratamiento.

Los resultados son visibles desde la primera sesión, maximizando la seguridad y eficacia del tratamiento en todos los fototipos de piel, durante todas las épocas del año.

El mismo equipo se puede utilizar para diferentes longitudes de onda 808 nm y 755 nm para garantizar los resultados incluso con pelo fino y residual.



¿CÓMO FUNCIONA?

La potencia de la plataforma ENEKA PRO DIODE LASER permite el trabajo con altas dosis de energía en pulsos ultra cortos (DHR) o en modo ráfaga (FDHR) con bajas dosis de energía a máxima velocidad.

**MODE
DHR**



808 nm

DHR DYNAMIC HAIR REMOVAL

Este modo de trabajo se caracteriza por realizar pulsos ultra cortos con altas dosis de energía. Ideal para todos los fototipos de piel y pelo. La frecuencia de trabajo es hasta 4Hz.

**MODE
FDHR**



755 nm

FDHR FAST DYNAMIC HAIR REMOVAL

Este modo funciona con intervalos de máxima velocidad "hasta 10 Hz" y baja fluencia, que produce un calentamiento gradual del bulbo piloso y no ocasiona ninguna molestia al cliente.

¿POR QUÉ ENEKA? CONSIGUE LOS MÁXIMOS RESULTADOS

- ✓ **ENEKA** es una plataforma que dispone de tres tamaños de spot de hasta 34 x 14mm, lo que nos permite trabajar en áreas de distinto tamaño.
- ✓ Su cabezal ergonómico y ligero ofrece comodidad para trabajar en largos periodos de tiempo.
- ✓ El equipo ofrece una gama de spots con medidas que permiten trabajar con mayor rapidez y eficacia.
- ✓ El cabezal incorpora un sistema de enfriamiento por contacto que garantiza la seguridad del paciente y minimiza el dolor.

longitud de onda **808 nm** **755 nm**

spot



**CONTACT COOLING
SAPPHIRE TIP SYSTEM**



¿QUÉ ES SYMMED?

SYMMED es un innovador método de trabajo, creado por TERMO SALUD.

Combina la tecnología estética más avanzada y eficaz con diferentes protocolos de tratamiento caracterizados por manipulaciones y movilizaciones específicas.

¿CÓMO ACTÚA?

Según la modulación de la temperatura, podemos conseguir diferentes efectos:

ATÉRMICO

Efecto molecular

TÉRMICO

Efecto bioestimulante

HIPERTÉRMICO

Efecto drenante



TRATAMIENTOS FACIALES:

1. Efecto lifting
2. Remodelación del óvalo de la cara
3. Arrugas y flacidez
4. Bolsas y ojeras

TRATAMIENTOS CORPORALES:

1. Remodelante
2. Celulitis grado I, II y III
3. Reafirmante
4. Postparto
5. Drenante
6. Relajante muscular



¿POR QUÉ SYMMED?

- Resultados visibles desde la primera sesión.
- Indoloro y no invasivo.
- Tecnología estética muy avanzada y eficaz.
- Adapta la cantidad de energía al tipo de tejido para realizar una transferencia óptima y segura.
- Genera una energía de radiofrecuencia inocua.
- Actúa a una frecuencia de 448 kHz que optimiza la recuperación tisular y garantiza la regeneración de los tejidos.

RENTABILIZA TU CENTRO CON SYMMED

- Alto beneficio por cada paciente
- Fácil mantenimiento del equipo
- Kit de marketing
- Rápido retorno de la inversión



¿QUÉ ES LINFOPRESS?

LINFOPRESS EVOLUTION PRO es el resultado de la experiencia de Termosalud durante más de 30 años en el desarrollo de equipos de presoterapia. Su acción es altamente eficaz en el tratamiento de problemas linfáticos y circulatorios.

Actúa en la parte inferior del tronco, extremidades inferiores y abdomen.

Y gracias a la incorporación de una chaqueta neumática, también en la zona superior lumbar, torácica, dorsal, abdominal y extremidades superiores.



¿CÓMO ACTÚA?

El objetivo de **LINFOPRESS EVOLUTION PRO** es garantizar el bienestar terapéutico para el organismo, estimulando el sistema circulatorio y linfático en cada zona corporal de forma específica y eliminando el exceso de fluidos intersticiales superfluos, relajando el cuerpo y consiguiendo con ello la mejora del bienestar.



Se adapta al área y volumen de la zona a tratar.



La presión se ajusta a cada región corporal.



Calma y corrige las alteraciones provocadas por un mal funcionamiento de los sistemas linfático y circulatorio.

INDICACIONES



RENTABILIZA TU CENTRO CON LINFOPRESS

- ✓ La combinación de los cuatro ciclos de trabajo da lugar a una gran variedad de tratamientos médico-estéticos, cada uno de los cuales indicado para tratar un problema concreto.
- ✓ El sistema operativo es muy práctico y fácil de manejar.
- ✓ La presión, la velocidad, la duración de paso entre cámaras y el tiempo de pausa entre ciclos son regulables y configurables.
- ✓ Se pueden elaborar hasta diez tratamientos personalizados.
- ✓ Los tratamientos pueden grabarse en la memoria del equipo.